




Capteur de température Pt1000 pour 909 UV Digester

6.1110.010

Capteur de température Pt1000 (classe B) en verre avec câble fixe (0,5 m) pour connexion au 909 UV Digester.

Contenu de la livraison 6.1110.010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1236.020	Douille à RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.



Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.

