



Capteur de température Pt1000 (longueur d'insertion 12,5 cm)

6.1110.100

Capteur de température Pt1000 (classe B) en verre.

Ce capteur de température Pt1000 est également disponible avec une longueur d'insertion de 17,8 cm sous la référence article 6.1110.110.

Contenu de la livraison 6.1110.100

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.1236.020	Douille à RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.140	Câble d'électrode / 1 m / 2 x 2 mm Pour la connexion de sondes de température avec tête enfichable Metrohm G avec 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters et tous les Titrandos	
6.2104.150	Câble d'électrode 2 m, 2 x 2 mm Pour la connexion de sondes de température avec tête enfichable Metrohm G avec 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters et tous les Titrandos	