



Capteur de température Pt1000 pour CVS (longueur d'insertion 9 cm)

6.1110.120

Capteur de température Pt1000 (classe B) pour appareils de type Professional CVS.

Contenu de la livraison 6.1110.120

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.1236.020	Douille à RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2104.140	Câble d'électrode / 1 m / 2 x 2 mm Pour la connexion de sondes de température avec tête enfichable Metrohm G avec 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters et tous les Titrandos

