



Capteur de température Pt100 pour appareils de mesure de la stabilité (30 cm)

6.1111.020

Capteur de température Pt100 (longueur 30 cm) avec câble fixe et fiche mini-DIN. Ce capteur de température sans verre est adapté à une utilisation avec des appareils de mesure de la stabilité (873 Biodiesel Rancimat et 893 Professional Biodiesel Rancimat).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2042.040	Pince pour capteur de température
	Pince de maintien pour capteur de température Pt100 des appareils de mesure de la stabilité

