



Lumitrode O2

6.1116.000

Le capteur optique pour la mesure de l'oxygène dissous (DO) peut être utilisé avec un appareil de mesure 913 pH/DO Meter ou un conductimètre 914 pH/DO. Le principe de mesure de ce capteur se base sur l'extinction de la luminescence. C'est un capteur peu encombrant, qui ne nécessite aucune maintenance et qui est, par exemple, adapté à la mesure de l'oxygène dissous dans :

- le contrôle de la qualité de l'eau
- le secteur de l'assainissement des eaux usées
- la fabrication de boissons
- la pisciculture

Le capteur est livré avec un récipient de calibrage.

Le capuchon de mesure (capuchon O₂), qui contient le luminophore sensible à l'oxygène, se remplace facilement en cas de besoin.

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1260.000	Manchon de calibrage O ₂ Manchon de calibrage de la Lumitrode O ₂ à une saturation de l'air à 100%.	
6.2329.000	Étalon d'oxygène 0 % Étalon d'oxygène pour un calibrage 0 % de la Lumitrode O ₂ . Comprend 5 sachets de 30 mL.	
6.5623.000	Kit de rechange pour Lumitrode O ₂ Kit de rechange pour Lumitrode O ₂ . Le kit comprend un capuchon O ₂ homologué de rechange, un récipient de calibrage et 5 étalons oxygène de 30 mL à 0 %.	