



Pointe pour électrode en carbone vitreux

6.1204.300

Pointe pour électrode en carbone vitreux (GC) pour Autolab RDE, diamètre du disque d'électrode 3 mm, raccord fileté M4. Gamme de température : 0 à 40 °C.

Contenu de la livraison 6.1204.300

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2802.000	Jeu de polissage pour électrodes solides
		Set de polissage comprenant 1 tissu de polissage et environ 2 g de poudre d'oxyde d'aluminium (taille de grain 0.3 µm)



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2103.120	Tige de contact M4 / 2mm Pour tige d'électrode 6.1241.060 et pointes d'électrodes 6.1204.3XX. Avec filetage M4. Pour les équipements VA.	