



Pointe d'électrode en platine de 2 mm pour CVS

6.1204.610

Pointe d'électrode métallique en platine (Pt), diamètre du disque d'électrode 2 mm $\pm 0,05$ mm, surface polie, tige en verre, raccord fileté M3. Erreur de concentricité : 0,3 mm. Gamme de température : 0 à 50 °C.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2103.110	Tige de contact M3/2mm Pour tige d'électrode 6.1241.060 et pointes d'électrodes 6.1204.1XX. Avec filetage M3. Pour les équipements VA et applications ELCD.

