



Support d'électrode

6.1241.020

Support d'électrode pour électrodes auxiliaires VA avec vis de serrage. Il s'utilise avec une tige en carbone vitreux (6.1247.000) ou une tige en platine (6.1247.010).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1247.000	Tige en carbone vitreux (GC) Pour support d'électrode 6.1241.020 ou 6.1241.120 pour électrode auxiliaire VA.



6.1247.010

Tige en platine (Pt)

Pour support d'électrode 6.1241.020 ou 6.1241.120 pour électrode auxiliaire VA.

