



Support d'électrode

6.1241.120

Support d'électrode pour électrodes auxiliaires VA avec contact à fiche 5,5 mm. Il s'utilise avec une tige en carbone vitreux (6.1247.000) ou une tige en platine (6.1247.010).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1247.000	Tige en carbone vitreux (GC) Pour support d'électrode 6.1241.020 ou 6.1241.120 pour électrode auxiliaire VA.



6.1247.010

Tige en platine (Pt)

Pour support d'électrode 6.1241.020 ou 6.1241.120 pour électrode auxiliaire VA.



6.2112.130

Adaptateur de contact à enficher 5,5 mm / contact vissé, doré

Pour électrodes VA

