



Tige en carbone vitreux (GC)

6.1247.000

Pour support d'électrode 6.1241.020 ou 6.1241.120 pour électrode auxiliaire VA.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1241.020	Support d'électrode Support d'électrode pour électrodes auxiliaires VA avec vis de serrage. Il s'utilise avec une tige en carbone vitreux (6.1247.000) ou une tige en platine (6.1247.010).



6.1241.120

Support d'électrode

Support d'électrode pour électrodes auxiliaires VA avec contact à fiche 5,5 mm. Il s'utilise avec une tige en carbone vitreux (6.1247.000) ou une tige en platine (6.1247.010).

