





Tête de mesure MME pour appareils Professional VA


6.1256.020

Tête de mesure pour l'utilisation avec une électrode Multi Mode pro ou une scTRACE Gold.

Contenu de la livraison 6.1256.020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2069.000	Emplacement de rangement pour la tête de mesure d'appareils Professional VA/CVS






Kit comprenant 1 bouchon pour l'orifice d'électrode (pour une électrode pH ou un capteur de température Pt1000 p. ex.) et 6 bouchons pour orifice (solutions auxiliaires ou ajout automatique d'échantillons).



10 pièces, pour appareils Professional VA, clé incluse.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1454.130	Joint profilé en FPM pour 61414xxx pour appareils KF et VA	

