



Tube d'adsorption

6.1403.040

Pour équipements KF. Avec couvercle et joint torique.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1414.030	Couvercle de récipient de titrage KF à 5 orifices Pour les titrages KF volumétriques.



6.2730.010

Manchon à vis

En PP. Pour membrane d'injection 6.1448.010 ou pour la fixation du tube sécheur 6.1403.040 ou de l'électrode 6.0338.100 dans les couvercles du récipient de titrage KF 6.1414.030 et 6.1414.040. Pour les titrages KF.

