



Couvercle de récipient de titrage KF à 5 orifices

6.1414.030

Pour les titrages KF volumétriques.

Contenu de la livraison 6.1414.030

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1454.130	Joint profilé en FPM pour 61414xxx
		pour appareils KF et VA



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1244.040	Jeu de joints d'étanchéité	
	Set de joints d'étanchéité pour 6.1414.030. Le set se compose d'un joint et de joints toriques de différentes tailles.	
6.2730.010	Manchon à vis	
	En PP. Pour membrane d'injection 6.1448.010 ou pour la fixation du tube sécheur 6.1403.040 ou de l'électrode 6.0338.100 dans les couvercles du récipient de titrage KF 6.1414.030 et 6.1414.040. Pour les titrages KF.	
6.2730.020	Bouchon à septum d'injection	
	Avec joint torique E.301.0041. Pour membrane d'injection 6.1448.010 et couvercle du récipient de titrage 6.1414.030. Pour des titrages KF.	