



Automatisation du couvercle de récipient de titrage

6.1414.080

Couvercle de récipient de titrage destiné à l'utilisation externe avec partie inférieure de récipient de titrage 6.1415.250 en automatisation.

Contenu de la livraison 6.1414.080

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1454.130	Joint profilé en FPM pour 61414xxx pour appareils KF et VA



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2730.080	Manchon à vis En PCTFE. Pour équipement de titrage ECO 6.5613.000 avec 722 Stirrer

