



## Vase de titrage / 70-200 mL

6.1415.310

Contenu de la livraison 6.1415.310

| Qt.   | Order no.  | Description                            |
|-------|------------|----------------------------------------|
| 1 STK | 6.2036.000 | Bague de montage récipients de titrage |



## Accessoires optionnels

| Order no. | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 6.1414.010 | Couvercle de récipient de titrage à 5 orifices |
|------------|------------------------------------------------|



---

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1414.030 | Couvercle de récipient de titrage KF à 5 orifices<br>Pour les titrages KF volumétriques. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

