



## Vase de titrage avec manteau thermostatique / 50-150 mL

6.1418.250

Contenu de la livraison 6.1418.250

| Qt.   | Order no.  | Description                            |
|-------|------------|----------------------------------------|
| 1 STK | 6.2036.000 | Bague de montage récipients de titrage |



# Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                    |                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1414.010 | Couvercle de récipient de titrage à 5 orifices |  |

---