



# Vase de titrage KF avec rodage latéral / 50-90 mL

6.1421.250

Pour titrage Karl Fischer (détermination de l'eau) Utilisation en combinaison avec cuillère et substances solides 6.2702.000.

## Contenu de la livraison 6.1421.250

| Qt.   | Order no.  | Description                            |
|-------|------------|----------------------------------------|
| 1 STK | 6.2036.000 | Bague de montage récipients de titrage |



# Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2702.000 | <div>Cuillère à pesée avec tube protecteur</div> <div>Pour vase de titrage 6.1421.250. Pour détermination de l'eau par la méthode de KF.</div> <div></div> |