



Bouchons pour jeu de transfert

6.1446.180

Bouchon pour le titrage et titrage volumétrique KF dans un vase de titrage externe

Contenu de la livraison 6.1446.180

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.1808.000	Manchon couplage M6



1 STK

6.2726.090

Vanne anti-diffusion

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

