



Bouchon PEEK RN 29 pour cellule de titrage KFC

6.1446.240

Bouchon pour titrage volumétrique dans une cellule de titrage (coulométrie)

Contenu de la livraison 6.1446.240

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1543.200	Pointe de titrage, filetage M6
		Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.



1 STK

6.01406.010

Tube d'adsorption avec couvercle

Tube d'adsorption avec couvercle pour titreur Karl Fischer OMNIS volumétrique



1 STK

6.02709.010

Bouchon

Bouchon en plastique, pour le titreur OMNIS Karl Fischer 2.1001.4220.



1 STK

6.02709.030

Embout fileté

Embout fileté en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



1 STK

6.2713.010

Joint PTFE RN29

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 29.

