



## Fermeture septum en aluminium / 1000 pièces

6.1448.050

Avec fermeture en Al.

### Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2419.000 | Flacon d'échantillon en verre 6 mL, 1000 pièces                                      |
|            | Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum 6.1448.050, 1000 pièces |



6.2621.110

Pince pour septums d'injection

Pince pour septums d'injection, pour fermer les récipients échantillons de 6 mL. Pour Oven Sample Processor 774.

