



Fermeture septum en aluminium, 100 pièces

6.1448.057

Avec fermeture en Al.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2419.000	Flacon d'échantillon en verre 6 mL, 1000 pièces
	Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum 6.1448.050, 1000 pièces



6.2621.110

Pince pour septums d'injection

Pince pour septums d'injection, pour fermer les récipients échantillons de 6 mL. Pour Oven Sample Processor 774.

