



Fermeture vissée avec septum, 100 pces

6.1448.067

Fermeture vissée avec septum, adaptée au verre à échantillon 8 mL 6.2420.007, 100 pièces

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2420.007	Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, 100 pièces
	Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, adapté à la fermeture vissée 6.1448.067, 100 pièces



6.1448.077

Septum, 100 pcs

Septum de remplacement pour fermeture vissée 6.1448.067, 100 pièces

