



Tête de titrage / 3 x NS 14

6.1458.040

Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 120 mL. Avec 3 orifices NS 14 et 4 orifices de 6,4 mm, ainsi que 2 pointes de distribution inclus. Adapté à un équipement de rinçage et d'aspiration.

Contenu de la livraison 6.1458.040

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.1808.000	Manchon couplage M6



2 STK

6.2726.090

Vanne anti-diffusion

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



3 STK

6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1829.050	Tuyaux de remplacement pour tuyaux rentrés dans les têtes de titrage et les bras pivotants Trois tuyaux de remplacement avec pointe effilée.	
6.1909.050	Tige d'agitation / 102 mm Hélice pour 802 Stirrer si celui-ci est utilisé avec des portoirs d'échantillons pour béchers de 120 mL (6.1459.300)	
6.2041.470	Rack d'échantillons, 22 x 120 mL, (PP) Rack d'échantillons pour 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor ou 855 Robotic Titrosampler « Light » pour 22 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307. Plastique : polypropylène (PP)	
6.2841.010	Station de rinçage externe pour bras pivotant avec tête de titrage 6.1458.040 La station de rinçage externe peut être installée à côté de la tour du Robotic Sample Processor, et permet le nettoyage externe de l'équipement de titrage pendant que d'autres opérations sont effectuées sur le rack.	