




Tête de titrage / 2 x NS 14

6.1458.070

Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 75 mL. Avec 2 orifices NS 14 et 2 orifices 6,4 mm ainsi que 3 pointes de distribution intégrées. Adaptée à l'équipement de rinçage et d'aspiration

Contenu de la livraison 6.1458.070

Qt.	Order no.	Description
4 STK	6.1808.000	Manchon couplage M6



3 STK

6.2726.090

Vanne anti-diffusion

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



2 STK

6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1829.050	Tuyaux de remplacement pour tuyaux rentrés dans les têtes de titrage et les bras pivotants Trois tuyaux de remplacement avec pointe effilée.	