



Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 1 pc

6.1459.307

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141, 1 pc

Contenu de la livraison 6.1459.307

Qt.	Order no.	Description
0 STK	6.1459.300	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 250 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141, 250 pc



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1459.320	Bouchon à vis pour 61459300 / 250 pièces Pour une fermeture sécurisée des récipients d'échantillon de 120 mL	
6.1459.300	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 250 pc Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141, 250 pc	
6.2041.470	Rack d'échantillons, 22 x 120 mL, (PP) Rack d'échantillons pour 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor ou 855 Robotic Titrosampler « Light » pour 22 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307. Plastique : polypropylène (PP)	
6.2041.840	Rack d'échantillons, 59 x 120 mL, (PVC) Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 59 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307. Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)	

6.2041.850

Rack d'échantillons, 59 x 120 mL, (PP)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 59 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)




6.2068.010

Rack d'échantillons, 20 x 120 mL, (PP)

Rack d'échantillons pour 864 Balance Sample Processor pour 20 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300.

Plastique : polypropylène (PP)



6.2068.020

Rack d'échantillons, 24 x 120 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Soliprep pour 24 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2068.030

Rack d'échantillons, 10 x 250 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Soliprep pour 10 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.



6.9920.141

Rack d'échantillons, 53 x 120 mL, (PP)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 53 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastique : polypropylène (PP)



6.1458.040

Tête de titrage / 3 x NS 14

Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 120 mL. Avec 3 orifices NS 14 et 4 orifices de 6,4 mm, ainsi que 2 pointes de distribution inclus. Adapté à un équipement de rinçage et d'aspiration.



6.2037.080

Support de film

Support de film pour bécher en PP 120 mL (6.1459.300)



6.1909.050

Tige d'agitation / 102 mm

Hélice pour 802 Stirrer si celui-ci est utilisé avec des portoirs d'échantillons pour béchers de 120 mL (6.1459.300)



6.1909.060

Tige d'agitation / 95 mm

Hélice d'agitation à trois ailes pour un mélange intense

