



Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (PP) 200 mL, 1 000 pièces

6.1459.310

Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (polypropylène, PP) 200 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 6.02041.020, aux racks d'échantillons 6.2041.370 et 6.2041.830, 1 000 pièces.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02601.020	Doigts de préhenseur 50 - 72 mm

Doigts de préhenseur pour OMNIS Sample Robot Pick&Place pour saisir les béchers d'échantillon d'un diamètre extérieur de 50 à 72 mm.



6.01404.020 Adaptateur pour bécher d'échantillon de 200 mL


Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 200 mL dans le chariot des modules Pick&Place.



6.02041.020 Rack d'échantillons OMNIS, 9 x 200 mL, (PP)

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 9 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.310.

Plastique : polypropylène (PP)



6.01403.060 Tête de titrage 3xNS14/4x6,4 mm pour bécher d'échantillon de 200 mL à usage unique (P&P)

Tête de titrage avec 3 orifices NS14 et 4 orifices de 6,4 mm pour utiliser des béchers en PP de 200 mL à usage unique (6.1459.310) ou des godets de 150 mL (de forme haute et sans bec verseur) dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec deux pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage et d'aspiration.



6.2041.370 Rack d'échantillons, 14 x 200 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler Light pour 14 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.310.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.830

Rack d'échantillons, 28 x 200 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 28 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.310.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.1458.010

Tête de titrage, 6 x RN 14 et 3 x ouvertures RN 9

Avec 6 ouvertures RN 14 et 3 ouvertures RN 9.



6.1909.010

Tige d'agitation / 87 mm

Hélice d'agitation, longueur à partir du bord inférieur du rodage: 96 mm.
Utilisée dans les béchers avec Agitateur à hélice 722, 802



6.1909.020

Tige d'agitation / 95 mm

Hélice d'agitation, longueur à partir du bord inférieur du rodage: 104 mm. Utilisée dans les béchers avec Agitateur à hélice 722, 802



6.1909.040

Tige d'agitation / 93 mm

Hélice d'agitation, longueur à partir du bord inférieur du rodage: 102 mm. Pour l'utilisation dans des vases de titrage avec RN 14/15 et Agitateur à tige 722, 802



6.02064.020

Dispositif de retenue pour bécher en PP 200 mL

Dispositif de retenue pour fixer les béchers d'échantillon de 200 mL dans les doigts de pince de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place.

