



Bras pivotant avec tête de titrage pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche ou vers la droite

6.1462.050

Tête de titrage pour Swing Head

Contenu de la livraison 6.1462.050

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2726.090	Vanne anti-diffusion
		Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200





Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.802.0020	802 Stirrer pour passeur d'échantillons Agitateur à hélice pour passeur d'échantillons et Sample Processor. Avec tige d'agitation 6.1909.020 de 104 mm et câble intégré.	
6.1829.050	Tuyaux de remplacement pour tuyaux rentrés dans les têtes de titrage et les bras pivotants Trois tuyaux de remplacement avec pointe effilée.	