



Bras pivotant avec tête de titrage et capteur de bécher pour 786 Swing Head, pivotant vers la gauche ou la droite

6.1462.150

Tête de titrage avec capteur de bécher pour 786 Swing Head, 2 x M10, 1 x SGJ 14.5, 2 x pointe de burette

Contenu de la livraison 6.1462.150

Qt.	Order no.	Description
3 STK	6.1808.000	Manchon couplage M6



2 STK

6.2726.090

Vanne anti-diffusion

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.802.0020	802 Stirrer pour passeur d'échantillons Agitateur à hélice pour passeur d'échantillons et Sample Processor. Avec tige d'agitation 6.1909.020 de 104 mm et câble intégré.	
6.1829.050	Tuyaux de remplacement pour tuyaux rentrés dans les têtes de titrage et les bras pivotants Trois tuyaux de remplacement avec pointe effilée.	