



Pointe de burette, longueur de tuyau 0.4 m

6.1541.010

Avec vanne antidiffusion.

Contenu de la livraison 6.1541.010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1446.030	Bouchon à bille / B-14/(15) Pour le support mobile de pointes de burette dans la tête de titrage



1 STK

6.1543.200

Pointe de titrage, filetage M6

Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.



1 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage

