



Élément de cylindre ETFE 2 mL

6.1566.120

Pour des unités de dosage destinées à doser des réactifs alcalins ou de l'acide fluorhydrique (HF) avec des Dosino. Comparativement à un cylindre en verre, on peut s'attendre à une fidélité et une reproductibilité moindres.

Contenu de la livraison 6.1566.120

Qt.	Order no.	Description
0 STK	6.2803.000	Graisse (1 oz.) Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX

