



## Élément de cylindre verre 2 mL

6.1574.120

Élément de cylindre en verre complet avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage. Pour 807 Dosing Unit 2 mL.

### Contenu de la livraison 6.1574.120

| Qt.   | Order no.  | Description                                                                                                  |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 STK | 6.2803.000 | Graisse (1 oz.)<br><br>Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX |

