



807 Dosing Unit ETFE 5 mL

6.1575.150

807 Dosing Unit ETFE 5 mL destiné à doser des réactifs alcalins ou de l'acide fluorhydrique (HF) avec des Dosino. Comparativement à un cylindre en verre, on peut s'attendre à une fidélité et une reproductibilité moindres.

Contenu de la livraison 6.1575.150

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1446.040	Bouchon fileté / M6



1 STK

6.2803.010

Graisse (2 g)

Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse
voir 6.2713.XXX



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1574.150	Élément de cylindre verre 5 mL Élément de cylindre en verre complet avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage. Pour 807 Dosing Unit 5 mL.	
6.1566.150	Élément de cylindre ETFE 5 mL Pour des unités de dosage destinées à doser des réactifs alcalins ou de l'acide fluorhydrique (HF) avec des Dosino. Comparativement à un cylindre en verre, on peut s'attendre à une fidélité et une reproductibilité moindres.	