



807 Dosing Unit ETFE 10 mL

6.1575.210

807 Dosing Unit ETFE 10 mL destiné à doser des réactifs alcalins ou de l'acide fluorhydrique (HF) avec des Dosino. Comparativement à un cylindre en verre, on peut s'attendre à une fidélité et une reproductibilité moindres.

Contenu de la livraison 6.1575.210

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1446.040	Bouchon fileté / M6



1 STK

6.2803.010

Graisse (2 g)

Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse
voir 6.2713.XXX



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1574.210	Élément de cylindre verre 10 mL Élément de cylindre en verre complet avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage. Pour 807 Dosing Unit 10 mL.	
6.1566.210	Élément de cylindre ETFE 10 mL Pour des unités de dosage destinées à doser des réactifs alcalins ou de l'acide fluorhydrique (HF) avec des Dosino. Comparativement à un cylindre en verre, on peut s'attendre à une fidélité et une reproductibilité moindres.	