



807 Dosing Unit ETFE 20 mL

6.1575.220

807 Dosing Unit ETFE 20 mL destiné à doser des réactifs alcalins ou de l'acide fluorhydrique (HF) avec des Dosino. Comparativement à un cylindre en verre, on peut s'attendre à une fidélité et une reproductibilité moindres.

Contenu de la livraison 6.1575.220

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1446.040	Bouchon fileté / M6



1 STK

6.2803.010

Graisse (2 g)

Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse
voir 6.2713.XXX



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1574.220	Élément de cylindre verre 20 mL Élément de cylindre en verre complet avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage. Pour 807 Dosing Unit 20 mL.	
6.1566.220	Élément de cylindre ETFE 20 mL Pour des unités de dosage destinées à doser des réactifs alcalins ou de l'acide fluorhydrique (HF) avec des Dosino. Comparativement à un cylindre en verre, on peut s'attendre à une fidélité et une reproductibilité moindres.	