



807 Dosing Unit 2 mL sans accessoires

6.1580.120

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

Contenu de la livraison 6.1580.120

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2803.010	Graisse (2 g)
		Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX

