



807 Dosing Unit 10 mL sans accessoires

6.1580.210

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

Contenu de la livraison 6.1580.210

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2803.010	Graisse (2 g)
		Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX

