



807 Dosing Unit 20 mL sans accessoires

6.1580.220

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45.

Contenu de la livraison 6.1580.220

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2803.010	Graisse (2 g)
		Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX

