




Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / complet

6.1602.125

Permet de doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.

Contenu de la livraison 6.1602.125

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1602.105	Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1446.080

Bouchon fileté M8



1 STK

6.1805.080

Tuyau en FEP / M6 / 25 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK

6.1819.020

Tuyau

Pour alésages filetés M6. Pour siphons de flacon 6.1602.1XX



1 STK

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15

