



Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45

6.1602.160

Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.

Contenu de la livraison 6.1602.160

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1446.040	Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1602.105

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1446.080

Bouchon fileté M8

