



Flacon PE 1000 mL, GL 45

6.1608.040

Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1602.150	Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 - 3 x UNF 10/32 Pour la connexion de capillaires 1/16", pour les solutions auxiliaires MSM et pour la préparation des échantillons inline de Metrohm.



6.1608.023

Flacon en verre brun 1000 mL, GL 45

Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.

