



Flacon pour éluants / 2 L / GL 45

6.1608.070

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1602.150	Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 - 3 x UNF 10/32 Pour la connexion de capillaires 1/16", pour les solutions auxiliaires MSM et pour la préparation des échantillons inline de Metrohm.



6.1602.160

Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45

Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.


