



Adapteur Luer pour tête de transfert

6.1808.220

Adaptateur avec filetage extérieur M6 et raccord Luer pour la tête de transfert 6.1462.240 pour des outils avec raccord Luer sur des portoirs d'échantillons à plusieurs rangées

Contenu de la livraison 6.1808.220

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1808.000	Manchon couplage M6



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2058.060	Défecteur de l'adaptateur 61808220 Le déflecteur est monté sur le côté de la tour du Sample Processor à l'aide de la plaque de fixation (6.2058.050) et permet le rejet automatique des outils Luerlock utilisés dans le récipient de collecte (6.1625.010)

