



Adaptateur de pipette 1-10 mL pour tête de transfert

6.1808.250

Adaptateur avec filetage extérieur M6 et cône Eppendorf pouvant être utilisé dans la tête de transfert 6.1462.240 pour utiliser des pointes de pipette Eppendorf 10 mL

Contenu de la livraison 6.1808.250

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1808.000	Manchon couplage M6



1 STK

6.1831.040

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 15 cm

Pour dialyse inline. Pour IC Dialysis Unit , IC Dialysis Sample Processor, IC
Liquid Handling Dialysis Unit



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1562.240	Pointes de pipettage 1 à 10 mL (200 pièces) Pointes Eppendorf pour une utilisation dans le 864 Robotic Balance Sample Processor	