




Boucle d'échantillon en PEEK 20 µL

6.1825.210

Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1825.220	Boucle d'échantillon en PEEK 100 µL Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK



6.1825.230

Boucle d'échantillon en PEEK 10 μ L

Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK



6.1825.240

Boucle d'échantillon 1.5 μ L

Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK

