



Plaque de potence pour 912/913/914

6.2001.130

Plaque de potence permettant de transformer un 912/913/914 pH/conductimètre mobile en un appareil de laboratoire.

Contenu de la livraison 6.2001.130

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2013.010	Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.050

Potence / 300 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor

