



Support d'électrode avec pied de support

6.2001.140

Support d'électrode pour 949 pH Meter

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

Découvrez le 949 pH-mètre de paillasse - votre appareil de mesure du pH compact pour des mesures rapides et fiables en laboratoire.

- Appareil de mesure du pH compact avec écran couleur
- Mesures précises de pH, mV et ORP avec affichage de la température intégré
- Calibrage simple avec tampons Metrohm, USA et NIST jusqu'à 3 points ou par calibrage en 2 points avec tampons personnels
- Affichage structuré clair des valeurs calibrées par des symboles pour une lecture simplifiée.
- 3 critères de stabilité pour la reconnaissance des valeurs mesurées et des résultats fiables
- Conformité BPL des valeurs mesurées avec date et heure intégrées
- Vue d'ensemble des données de calibrage avec fonction de contrôle
- Le connecteur RS232 permet de raccorder une imprimante.



Le package comporte le 949 pH Meter, le support d'électrode et le bloc d'alimentation pour une utilisation immédiate en laboratoire.

Le 949 pH-Meter est le pH -mètre de paillasse parfait pour des mesures de pH rapides et précises. Idéal pour les laboratoires, les instituts de recherche et les environnements industriels qui effectuent des analyses de pH régulières.

- Appareil de mesure du pH de paillasse compact avec écran couleur
- Mesure le pH, le mV et l'ORP avec affichage de la température pour des analyses complètes
- Calibrage pH simple avec tampons Metrohm, USA et NIST jusqu'à 3 points ou par calibrage en 2 points avec tampons définis par l'utilisateur
- Affichage des valeurs calibrées avec des symboles pour une lisibilité transparente
- Signale la stabilité de mesure et offre la possibilité de choisir parmi 3 critères de stabilité pour des résultats fiables
- Conforme aux BPL avec date et heure intégrées
- Affichage de données de calibrage et réglage du délai de calibrage
- Solitrode avec tige en plastique solide pour une utilisation durable



Le package comporte le 949 pH Meter, le support d'électrode, le bloc d'alimentation et la solitrode avec Pt1000 et câble fixe pour une utilisation immédiate en laboratoire.