



Porte-échantillons pour 12 récipients de désagrégation en quartz 12 mL

6.2041.040

pour le 705 UV Digester

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1446.010	Bouchon Pour Passeurs d'échantillons



6.1446.100

Bouchon en PTFE pour récipient d'échantillon en quartz UV de 12 ml

Pour récipient d'échantillon en quartz 6.2414.000



6.1446.110

Bouchon thermomètre pour récipients échantillons UV en quartz de 12 mL

Pour Thermomètre 6.2401.010



6.2414.000

Récipient d'échantillon en quartz 12 mL

Pour 705 UV Digester

