



Porte-échantillons pour 16 récipients de désagrégation en quartz 5 mL

6.2041.050

pour le 705 UV Digester

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1446.150	Bouchon thermomètre pour récipients échantillons UV en quartz de 5 mL Pour Thermomètre 6.2401.010



6.1446.140

Bouchon pour récipient d'échantillon en quartz UV de 5 ml

Pour récipient d'échantillon en quartz 6.2414.010



6.2414.010

Récipient d'échantillon en quartz 15 mL

Pour 705 UV Digester

