



Rack d'échantillons, 12 x 6 mL, (Al)


6.2041.210

Rack d'échantillons pour 889 IC Sample Center pour 12 récipients d'échantillons. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.2419.000.

Matériau : Aluminium (Al)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1448.050	Fermeture septum en aluminium / 1000 pièces Avec fermeture en Al.



6.2419.000 Flacon d'échantillon en verre 6 mL, 1000 pièces

Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum 6.1448.050, 1000 pièces



6.2621.110 Pince pour septums d'injection

Pince pour septums d'injection, pour fermer les récipients échantillons de 6 mL. Pour Oven Sample Processor 774.



6.2419.007 Flacon d'échantillon en verre 6 mL, 100 pièces

Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum 6.1448.057, 100 pièces



6.2420.007 Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, 100 pièces

Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, adapté à la fermeture vissée 6.1448.067, 100 pièces



6.1448.067 Fermeture vissée avec septum, 100 pces

Fermeture vissée avec septum, adaptée au verre à échantillon 8 mL
6.2420.007, 100 pièces



6.1448.057 Fermeture septum en aluminium, 100 pièces

Avec fermeture en Al.

