



Rack d'échantillons, 48 x 75 mL (PVC)

6.2041.350

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler « Basic » pour 48 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1432.210	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, 1 pc
	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 et 6.2041.900, 1 pc



6.1458.070

Tête de titrage / 2 x NS 14

Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 75 mL. Avec 2 orifices NS 14 et 2 orifices 6,4 mm ainsi que 3 pointes de distribution intégrées. Adaptée à l'équipement de rinçage et d'aspiration



6.1459.400

Bécher d'échantillon en plastique (PE) 75 mL, 144 pièces

Bécher d'échantillon en plastique (polyéthylène, PE) 75 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 et le rack d'échantillons OMNIS 6.02041.040, 144 pièces.



6.1462.050

Bras pivotant avec tête de titrage pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche ou vers la droite

Tête de titrage pour Swing Head

